




PROTHESETANDEN DESIGN MADE BY CANDULOR



Candulor.
Wij ontwerpen
prothesetanden
sinds 1936.

Tandenlijnen en materialen
voor volledige, gedeeltelijke
en hybride protheses en
implantaatgedragen protheses.



PHYSIOSTAR NFC⁺

Het composiet element is de ster van het Candulor-gamma als het gaat om maximale esthetiek en functie. Het NFC⁺-materiaal kenmerkt zich door de zeer goede abrasieresistentie, die duidelijk hoger ligt dan bij alle tot nu door Candulor gebruikte materialen voor prothese-elementen.



PHYSIOSTAR NFC⁺



Buigsterkte	119 ± 12 MPa
Buigmodulus	4000 ± 130 MPa
Kogelindrukking hardheid	210 ± 3 MPa
Druksterkte	560 ± 9 MPa
Materiaal	NanoFilledComposite ⁺
Lagen	4
Vormen	15 vormen voor de bovenkaak 5 vormen voor de onderkaak
Kleuren	12 Candulor-kleuren, 16 A-D-kleuren, 2 Bleach-kleuren
Laterale elementen	Condyliform II NFC ⁺ Bonartic II NFC ⁺

PHYSIOSELECT TCR

Het frisse, jeugdige design van PhysioSelect TCR ontstond uit de oorsprongen van enkele beproefde elementvormen.

De gebitselementen zijn ontworpen in Zwitserland en bestaan uit een betrouwbaar TwinCrossedResin-materiaal van de derde generatie.



PHYSIOSELECT TCR



Buigsterkte	118 ± 7 MPa
Buigmodulus	2808 ± 176 MPa
Kogelindrukking hardheid	185 ± 2 MPa
Druksterkte	390 ± 12 MPa
Materiaal	TwinCrossedResin
Lagen	4
Vormen	18 vormen voor de bovenkaak 4 vormen voor de onderkaak
Kleuren	16 A-D-kleuren 2 Bleach-kleuren
Laterale elementen	BonSelect TCR Bonartic TCR

PHYSIOSET TCR

Een grote verscheidenheid aan typerende prothese-elementen en een leeftijdsconform vormgegeven reliëf van het oppervlak zijn kenmerkend voor deze reeks. Het dubbel vernette materiaal TCR heeft goede materiaal- en bestendigeigenschappen.



PHYSIOSET TCR



Buigsterkte	116 ± 8 MPa
Buigmodulus	3159 ± 70 MPa
Kogelindrukking hardheid	176 ± 7 MPa
Druksterkte	340 ± 12 MPa
Materiaal	TwinCrossedResin
Lagen	3
Vormen	22 vormen voor de bovenkaak 8 vormen voor de onderkaak
Kleuren	9 Candulor-kleuren, 16 A-D-kleuren, 2 Bleach-kleuren
Laterale elementen	Condyliform II NFC ⁺

PREFERENCE ACRYLIC

De tandenreeks Preference is een combinatie van esthetiek en gebruikersvriendelijkheid. De prothese-elementen zijn zo gekozen dat ze universeel bruikbaar zijn voor partiële, volledige en combinatieprothesen.



* Deze tandlijn is niet verkrijgbaar in Zwitserland.

PREFERENCE ACRYLIC



Buigsterkte	120 ± 10 MPa
Buigmodulus	3000 ± 80 MPa
Kogelindrukking hardheid	170 ± 5 MPa
Materiaal	Acrylic
Lagen	3
Vormen	15 vormen voor de bovenkaak 5 vormen voor de onderkaak
Kleuren	16 A-D-kleuren 2 Bleach-kleuren
Laterale elementen	Preference

UCAN MILL

TCR MONO | TCR MULTI

TCR Mono en TCR Multi zijn twee tandkleurige monochromatische respectievelijk multichromatische gekleurde blanks voor de CAD/CAM-techniek. De blanks zijn gemaakt van TCR-materiaal (TwinCrossedResin) en kunnen worden gebruikt voor de vervaardiging van afzonderlijke tanden en tandsegmenten.

Samen met de reeksen gebitselementen PhysioSelect TCR en PhysioSet TCR kunnen hybride werkstukken worden gemaakt uit een materiaalfamilie.




UCAN MILL

TCR MONO | TCRMULTI



Buigsterkte	118 ± 7 MPa
Buigmodulus	2808 ± 176 MPa
Kogelindrukking hardheid	185 ± 2 MPa
Druksterkte	390 ± 12 MPa
Materiaal	TwinCrossedResin
Dikte	20 mm
Diameter	98.5 mm
Kleuren	A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, D2, BL3





CANDULOR. HIGH END ONLY.

682755/nl/2025-06-24

Candulor AG

Boulevard Lilienthal 8
CH-8152 Glattpark (Opfikon)
Zwitserland
info@candulor.com
www.candulor.com

Candulor Dental GmbH

Am Riedergraben 6
DE-78239 Rielasingen-Worblingen
Duitsland



EC

REP