




DIGITAAL GEBITSELEMENT DESIGN MADE BY CANDULOR

CANDULOR.

Wij ontwerpen gebit-
selementen sinds 1936.

Digitaal gebitselement voor
uitneembare restauraties.





Het 3Shape® Dental System is een innovatieve tandheelkundige CAD-ontwerpssoftware, waarmee protheses digitaal kunnen worden ontworpen en werkprocessen zich laten optimaliseren. Met de Candulor Denture SmileLibrary + heeft u nu de beschikking over een van de grootste elementbibliotheken, inclusief opstellingen voor volledige prothetiek. Het speciale kenmerk is de vooraf gedefinieerde occlusale relatie tussen de boven- en ondertanden. Op die manier grijpt de software terug op die opstelling in de databank die ideaal is, zodat u snel een optimale oplossing ter beschikking hebt.

- 87 elementvormen: uitgebreide selectie aan elementen voor het front en het laterale gebit, in alle verkrijgbare formaten
- 453 voorgedefinieerde opstellingen in Angle-klasse I
- Opstellingen volgens de gangbare occlusieschema's: Gerber, fysiologisch, Gysi, gelingualiseerd en TiF
- Installatiematch in de meerlagenstructuur van de TCR Multi disc

Opstelling	Tandvormen			Candulor Denture SmileLibrary +
		Fronttanden bovenkaak	PhysioStar	15
			PhysioSelect	18
			PhysioSet	22
		Fronttanden onderkaak	PhysioStar	5
			PhysioSelect	4
			PhysioSet	8
		Boven- en onderkaak posterieure tanden	Bonartic II	3
			Bonartic	5
			BonSelect	4
			Condyliform II	3
Aantal tandvormen	Voortanden bovenkaak	55		
	Voortanden onderkaak	17		
	Posterieure tanden	15		
	Totaa	87		
Occlusieconcepten	Fysiologisch	✓		
	Gerber	✓		
	Gysi	✓		
	TiF	✓		
	Gelingualiseerd	✓		
	Angle klasse	I		
	Vooraf gedefinieerde opstellingen totale prothesen (klasse I)	453		

TANDVORMEN*

Fronttanden bovenkaak

PhysioStar	550, 552, 554, 556, 660, 662, 664, 666, 770, 772, 774, 776, 880, 882, 884
PhysioSelect	560, 562, 564, 566, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792
PhysioSet	203, 204, 213, 224, 232, 233, 234, 262, 263, 264, 302, 303, 304, 332, 333, 342, 343, 353, 423, 424, 425, 452

Fronttanden onderkaak

PhysioStar	990, 992, 994, 996, 998
PhysioSelect	60, 62, 64, 66
PhysioSet	52, 53, 54, 80, 81, 82, 83, 84

Boven- en onderkaak posterieure tanden

Bonartic	02, 04, 05, 06, 08
Bonartic II	02, 04, 06
BonSelect	02, 04, 06, 08
Condyliform II	34, 36, 38

* Tandvormen opgenomen in het Candulor SmileLibrary+ aanbod

VERWERKINGSOPTIES





Prothesebasis

De prothesebasis kan zowel worden geprint als gefreesd, er kan worden gekozen voor confectie-elementen of er kunnen gefreesde tandbogen worden gebruikt.

Monoblocks

De basis en de elementen zijn gemaakt uit één stuk. Hierbij is een geprinte of gefreesde try-in mogelijk.



Gebitssegmenten

Gebitssegmenten met blokverankering kunnen worden geprint of gefreesd. Het is mogelijk om een opdracht te geven voor het maken van meerdere brugsegmenten.

VOORGEDEFINIEERDE OPSTELLINGEN & OCCLUSIESYSTEMEN

Fronttanden	Posterieure tanden	Gerber	Physiologisch	Gysi	Lingualiseerd	TiF
PhysioSelect	BonSelect		4	4	4	4
	Bonartic		5	5		
PhysioStar	Bonartic II		3	3		
	Condyliform II	3				

Posterieure tanden	Gerber	Physiologisch	Gysi	Lingualiseerd	TiF
BonSelect		✓	✓	✓	✓
Bonartic II		✓	✓		
Bonartic		✓	✓		
Condyliform II	✓	✓		✓	



Een keer proberen?
Wij geven u graag advies.

Candulor Dental GmbH

Am Riederngraben 6


D-78239 Rielasingen-Worblingen


T + 49 (0) 7731 79783-0

F + 49 (0) 7731 28917

E export@candulor.de

W candulor.com





768670/nl/2025-01-01

CANDULOR. HIGH END ONLY.